

Neopretex® OP

Der latexfreie OP-Handschuh aus Polychloropren /
The latex-free surgical glove made of polychloroprene



Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Farbe / Color	Breite / width	PZN
95216	6	Braun / brown	77 ± 5 mm	02426890
952165	6,5	Braun / brown	83 ± 5 mm	02426909
95217	7	Braun / brown	89 ± 5 mm	02426915
952175	7,5	Braun / brown	95 ± 5 mm	02426921
95218	8	Braun / brown	102 ± 6 mm	02426938
952185	8,5	Braun / brown	108 ± 6 mm	02426944
95219	9	Braun / brown	114 ± 6 mm	02426950

Wandstärke / Thickness (mm)

Handfläche / Palm	0,17 ± 0,02 mm
Finger / Finger	0,20 ± 0,02 mm
Schaft / Cuff	0,15 ± 0,02 mm

Reißkraft / Tensile strength (N)

Vor und nach Alterung / Before and after aging	≥ 9 N
--	-------

Abmessungen / Dimensions (mm)

Länge / length	Min. 285
----------------	----------

Lochfreiheit / Freedom from Holes

AQL	0,65
-----	------

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description Neopretex® OP, OP-Handschuh aus Polychloropren, braun, puderfrei, mikrogeraut an den Fingern, mit Rollrand, links- und rechtshändig, anatomische Passform, paarweise verpackt, steril, nur für den Einmalgebrauch /
Neopretex® OP, surgical glove made of polychloroprene, brown, powder-free, micro-roughened on the fingers, with rolled cuff, left- and right-handed, anatomical fit, packed in pairs, sterile, for single use only

Anwendung / Application Latexfreier OP-Handschuh für chirurgische Bereiche mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving. /
Latex-free surgical glove for surgical areas with sterile requirements and wherever the user moves in a sterile environment and recognizes a risk of contamination. For highly infectious situations in hospitals, with practising physicians, in laboratories or in the pharmaceutical industry. Also suitable for double gloving.

Inhaltsstoffe / Ingredients	Polychloroprene, Zinkoxid, Titandioxid, Farbpigment, Antioxidationsmittel, Stabilisator, Polymer / Polychloroprene, Zinc Oxide, Titanium dioxide, Color pigment, Antioxidant, Stabilizer, Polymer, Diphenyl guanidine, diphenyl-thiourea
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight
Verpackung / Packaging	50 Paar pro Packung; 4 Packungen pro Karton, 36 Karton pro Palette / 50 pairs per package; 4 packages per carton, 36 carton per pallet



Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse IIa gemäß Verordnung 2017/745 Medical Device class IIa according to Regulation 2017/745
	Persönliche Schutzausrüstung Klasse III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 / Personal protective equipment class III according to Regulation (EU) 2016/425
Normen / Standards	EN 455-1 / -2 / -3 / -4 EN 374-1 / -2 / -4 / -5 ISO 11137-2 EN 16523-1
Qualitätszertifikat / Quality certificates	EN ISO 13485:2016
Hinweis / Note	Produkt wurde nicht absichtlich mit Naturkautschuklatex hergestellt / Product was not intentionally made with natural rubber latex



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.