

BeeSana® Mulltupfer RK / gauze ball X-ray

Unsere sterilen Mulltupfer mit Röntgenkontrastfaden
Our sterile gauze swabs with X-ray contrast thread



Technische Informationen / technical information

REF	Größe / size	Größe / size	Durchmesser / diameter	Form / shape	Verpackung / packaging	PZN
4324	25 x 26 cm	eigroß / egg-sized	ca. 3,7 cm	Rund / round	25 x 5 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton 25 x 5 pieces per pack; 8 packs per carton	13165145
4326	30 x 40 cm	xx-groß / xx-sized	ca. 4,5 cm	Rund / round	30 x 5 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton 30 x 5 pieces per pack; 4 packs per carton	13165151
4325	40 x 50 cm	faustgroß / fist-sized	ca. 5,5 cm	Rund / round	20 x 5 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton 20 x 5 pieces per pack; 4 packs per carton	13165168
1180	15 x 16 cm	walnussgroß / walnut-sized	ca. 2,7 cm	Rund / round	30 x 10 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton 30 x 10 pieces per pack; 8 packs per carton	13165174
1181	20 x 20 cm	pflaumengroß / plum-sized	ca. 3,2 cm	Rund / round	18 x 10 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton 18 x 10 pieces per pack; 8 packs per carton	13165180
1075	25 x 26 cm	eigroß / egg-sized	ca. 3,7 cm	Rund / round	30 x 10 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton 30 x 10 pieces per pack; 4 packs per carton	11703503
1186	25 x 26 cm	eigroß / egg-sized	ca. 3,7 cm	Hütchen / little hat	30 x 10 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton 30 x 10 pieces per pack; 4 packs per carton	13165197
1182	30 x 30 cm	x-groß / x-sized	ca. 4,0 cm	Rund / round	20 x 10 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton 20 x 10 pieces per pack; 4 packs per carton	13165211
4319	30 x 40 cm	xx-groß / xx-sized	ca. 4,5 cm	Rund / round	18 x 10 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton 18 x 10 pieces per pack; 4 packs per carton	13165292
4333	40 x 50 cm	faustgroß / fist-sized	ca. 5,5 cm	Rund / round	25 x 5 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton 25 x 5 pieces per pack; 8 packs per carton	13165228
4329	20 x 20 cm	pflaumengroß / plum-sized	ca. 3,2 cm	Rund / round	25 x 20 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton 25 x 20 pieces per pack; 4 packs per carton	13165234
4337	25 x 26 cm	eigroß / egg-sized	ca. 3,7 cm	Rund / round	18 x 20 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton 18 x 20 pieces per pack; 4 packs per carton	13165240
4012	25 x 26 cm	eigroß / egg-sized	ca. 3,7 cm	Hütchen / little hat	18 x 20 Stück pro Packung; 4 Packungen pro Karton 18 x 20 pieces per pack; 4 packs per carton	13165257
4320	30 x 40 cm	xx-groß / xx-sized	ca. 4,5 cm	Rund / round	20 x 20 Stück pro Packung; 2 Packungen pro Karton 25 x 5 pieces per pack; 2 packs per carton	13165263

Allgemeine Informationen / general information

Produktbeschreibung / product description Mulltupfer mit eingewebtem Röntgenkontrastfaden, 20-fädig, doppelt steril, latexfrei, mit selbstklebenden Zählkarten, nur für den Einmalgebrauch/
Gauze swabs with woven-in X-ray contrast thread, 20-thread, double sterile, latex-free, with self-adhesive counting cards, for single use only

Inhaltsstoffe / ingredients 100 % Baumwolle / 100 % cotton
Röntgenkontrastfaden / X-ray contrast thread:
60 % Bariumsulfat, 32 % Polypropylen, 4 % Polyesterfasern, 2 % Farbmaterbatch, 1 % andere Zusatzstoffe / 60 % barium sulfate, 32 % polypropylene, 4 % polyester fiber, 2 % color master batch, 1 % other additives

Haltbarkeit / shelf life 5 Jahre (kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen /
5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight



Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG/ Medical Device class IIa according to directive 93/42/EEC
-------------------------	--



Normen / Standards	EN 14079
-----------------------	----------

Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only
-------------------	---

