

BeeSana® Verbandmull / BeeSana® Medical gauze

Für individuelle Wundauflagen, steril / For individual wound covering, sterile



Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Farbe / Color	PZN
4179	80 x 100 cm, 5-fach auf 16x20 cm gelegt / 80 x 100 cm, 5-ply folded to 16x20 cm	Weiß / white	13581004

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	BeeSana® Verbandmull zur Anfertigung individueller Verbände und Wundauflagen, 20-fädig, doppelt steril, nur für den Einmalgebrauch / BeeSana® Medical gauze for preparing individual bandages and wound coverings, 20 thread, double sterile, for single use only		
Anwendung / Application	Zur individuellen Wundabdeckung. Für die äußere Wundversorgung von exsudierenden und/oder kontaminierten Wunden. Zur Blut- und Exsudataufnahme. / For individual wound covering applications. For the external wound care of exuding and/or contaminated wounds. For blood and exudate absorption.		
Inhaltsstoffe / Ingredients	100 % Baumwolle / 100 % cotton gauze Frei von: Latex, PVC, DEHP Free of: latex, PVC, DEHP		
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight		
Verpackung / Packaging	8 x 3 Stück pro Packung; 2 Packungen pro Karton, / 8 x 3 pcs per package; 2 packages per carton;		

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG/ Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC		
Hinweis / Note	Nur geschlossene und unbeschädigte Verpackungen verwenden / Use sealed and undamaged packages only.		

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.