

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – ni-touch PF

Produktbeschreibung Product Description

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of nitrile with textured fingertips, non-sterile, powder-free. Wearable on the right and left.

Anwendung Application

Geeignet für den Einsatz im Gesundheitswesen, Hotel, Industrie/Handwerk, der häuslichen Krankenpflege im Rahmen des monatlichen Maximalbetrags von 42 €.

Suitable for use in healthcare, hotels, industry/trade, home nursing within the monthly maximum amount of 42 €.

Ausführungen Variants

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	S	weiß/ white	100 Stk./ pcs.	76904	4046153140602	19775028	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	M	weiß/ white	100 Stk./ pcs. I	76905	4046153140626	19775040	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	L	weiß/ white	100 Stk./ pcs.	76906	4046153140640	19775063	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XL	weiß/ white	100 Stk./ pcs.	76907	4046153140664	19775011	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	S	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	76914	4046153121601	11330060	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	M	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	76915	4046153121625	11330077	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	L	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	76916	4046153121649	11330083	10
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XL	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	76917	4046153121663	11330108	10

Qualitätssicherung Quality Management

EN 455-1, -2, -3, -4

EN ISO 374-1, -2, -4, -5

EN 16523-1:2015+A1:2018

DIN EN ISO 21420:2020

AQL 1.5

EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745

EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745

Medizinproduktklasse I

Medical Device Class I

Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III

Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III

Der Handschuh ist frei von Thiuramstoffen, Mercaptobenzothiazolen und Zink-2 Mercaptobenzothiazolen.

The glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and Zinc-2 Mercaptobenzothiazole.

Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC).

The accelerators used for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC).

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – ni-touch PF

Material Material	Nitril Nitrile					
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre 5 Years					
Physikalische Eigenschaften Physical Parameters				Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm		
	Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger
	XS	≥ 240	≤ 80	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
	S	≥ 240	80 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
	M	≥ 240	95 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
	L	≥ 240	110 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
	XL	≥ 240	≥ 110	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
	Vor Alterung/Before Ageing			Nach Alterung/After Ageing		
	Reißfestigkeit/ Tensile strength		Dehnbarkeit/ Elasticity	Reißfestigkeit/ Tensile strength		Dehnbarkeit/ Elasticity
≥ 6 N		≥ 500%	≥ 6 N		≥ 400%	
Symbole Symbols	            					