

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – hybrid PF

Produktbeschreibung Product Description	Einmal-Untersuchungshandschuh aus einer Hybrid-Mischung (Vinyl und Nitril-Materialien), blau, glatte Oberfläche, unsteril, puderfrei. Rechts und links tragbar. Disposable examination gloves made from a hybrid blend (vinyl and nitrile materials), blue, smooth surface, non-sterile, powder-free. Can be worn on either hand.																																															
Anwendung Application	Geeignet für den Einsatz in stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen, Hotel, Gastronomie, Catering, Lebensmittelindustrie/Handwerk, Friseurstudios. Suitable for use in inpatient and outpatient care facilities, hotels, restaurants, catering, the food industry/handicraft, and hairdressing salons.																																															
Ausführungen Variants	<table><tr><th>Artikelbeschreibung/ Article Description</th><th>Größe/ Size</th><th>Farbe/ Colour</th><th>Inhalt/ Content</th><th>Artikelnummer/ Article Number</th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE/ SU</th></tr><tr><td>Vinyl-Nitrilhandschuhe/ Vinyl-Nitrile gloves</td><td>S</td><td>blau/ blue</td><td>100 Stk./ pcs.</td><td>74031</td><td>4046153134700</td><td>16932071</td><td>10</td></tr><tr><td>Vinyl-Nitrilhandschuhe/ Vinyl-Nitrile gloves</td><td>M</td><td>blau/ blue</td><td>100 Stk./ pcs.</td><td>74032</td><td>4046153134724</td><td>16932088</td><td>10</td></tr><tr><td>Vinyl-Nitrilhandschuhe/ Vinyl-Nitrile gloves</td><td>L</td><td>blau/ blue</td><td>100 Stk./ pcs.</td><td>74033</td><td>4046153134748</td><td>16932094</td><td>10</td></tr><tr><td>Vinyl-Nitrilhandschuhe/ Vinyl-Nitrile gloves</td><td>XL</td><td>blau/ blue</td><td>100 Stk./ pcs.</td><td>74034</td><td>4046153134762</td><td>16932102</td><td>10</td></tr></table>								Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU	Vinyl-Nitrilhandschuhe/ Vinyl-Nitrile gloves	S	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	74031	4046153134700	16932071	10	Vinyl-Nitrilhandschuhe/ Vinyl-Nitrile gloves	M	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	74032	4046153134724	16932088	10	Vinyl-Nitrilhandschuhe/ Vinyl-Nitrile gloves	L	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	74033	4046153134748	16932094	10	Vinyl-Nitrilhandschuhe/ Vinyl-Nitrile gloves	XL	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	74034	4046153134762	16932102	10
Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU																																									
Vinyl-Nitrilhandschuhe/ Vinyl-Nitrile gloves	S	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	74031	4046153134700	16932071	10																																									
Vinyl-Nitrilhandschuhe/ Vinyl-Nitrile gloves	M	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	74032	4046153134724	16932088	10																																									
Vinyl-Nitrilhandschuhe/ Vinyl-Nitrile gloves	L	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	74033	4046153134748	16932094	10																																									
Vinyl-Nitrilhandschuhe/ Vinyl-Nitrile gloves	XL	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	74034	4046153134762	16932102	10																																									
Qualitätssicherung Quality Management	EN 455-1, -2, -3, -4 EN ISO 374-1, -2, -4, -5 EN 16523-1:2015+A1:2018 DIN EN ISO 21420:2020 AQL 1.5 EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745 Medizinproduktklasse I Medical Device Class I Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III																																															
Material Material	Vinyl / Nitril Vinyl / Nitrile																																															
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre 5 Years																																															

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – hybrid PF

Physikalische Eigenschaften Physical Parameters

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm		
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger
S	≥ 240	80 ± 10	0,05 ± 0,03	0,08 ± 0,03	0,10 ± 0,03
M	≥ 240	95 ± 10	0,05 ± 0,03	0,08 ± 0,03	0,10 ± 0,03
L	≥ 240	110 ± 10	0,05 ± 0,03	0,08 ± 0,03	0,10 ± 0,03
XL	≥ 240	≥ 110	0,05 ± 0,03	0,08 ± 0,03	0,10 ± 0,03

Vor Alterung/Before Ageing		Nach Alterung/After Ageing	
Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
≥ 3,6 N	≥ 350%	≥ 3,6 N	≥ 350%

Symbole Symbols

