

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – sensitiv PF

Produktbeschreibung Product Description	Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Latex, beige, mit volltexturierter Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar. <i>Single-use examination gloves made of latex, beige, with a fully textured surface, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.</i>																																																							
Anwendung Application	Geeignet für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen mit Schwerpunkt Dentalmedizin, Laboren, Lebensmittelindustrie, Hotel, Gastronomie, Gebäudereinigung. <i>Suitable for use in medical facilities with a focus on dental medicine, laboratories, the food industry, hotels, gastronomy, and building cleaning.</i>																																																							
Ausführungen Variants	<table><tr><th>Artikelbeschreibung/ Article Description</th><th>Größe/ Size</th><th>Farbe/ Colour</th><th>Inhalt/ Content</th><th>Artikelnummer/ Article Number</th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE/ SU</th></tr><tr><td>Latexhandschuhe/ Latex gloves</td><td>XS</td><td>beige/ beige</td><td> 100 Stk./ pcs</td><td>74155</td><td>4046153024148</td><td>02207917</td><td>10</td></tr><tr><td>Latexhandschuhe/ Latex gloves</td><td>S</td><td>beige/ beige</td><td> 100 Stk./ pcs</td><td>74165</td><td>4046153024162</td><td>02207952</td><td>10</td></tr><tr><td>Latexhandschuhe/ Latex gloves</td><td>M</td><td>beige/ beige</td><td> 100 Stk./ pcs</td><td>74175</td><td>4046153024186</td><td>02207998</td><td>10</td></tr><tr><td>Latexhandschuhe/ Latex gloves</td><td>L</td><td>beige/ beige</td><td> 100 Stk./ pcs</td><td>74185</td><td>4046153024209</td><td>02208012</td><td>10</td></tr><tr><td>Latexhandschuhe/ Latex gloves</td><td>XL</td><td>beige/ beige</td><td> 100 Stk./ pcs</td><td>74195</td><td>4046153024223</td><td>02208035</td><td>10</td></tr></table>								Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU	Latexhandschuhe/ Latex gloves	XS	beige/ beige	 100 Stk./ pcs	74155	4046153024148	02207917	10	Latexhandschuhe/ Latex gloves	S	beige/ beige	 100 Stk./ pcs	74165	4046153024162	02207952	10	Latexhandschuhe/ Latex gloves	M	beige/ beige	 100 Stk./ pcs	74175	4046153024186	02207998	10	Latexhandschuhe/ Latex gloves	L	beige/ beige	 100 Stk./ pcs	74185	4046153024209	02208012	10	Latexhandschuhe/ Latex gloves	XL	beige/ beige	 100 Stk./ pcs	74195	4046153024223	02208035	10
Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU																																																	
Latexhandschuhe/ Latex gloves	XS	beige/ beige	 100 Stk./ pcs	74155	4046153024148	02207917	10																																																	
Latexhandschuhe/ Latex gloves	S	beige/ beige	 100 Stk./ pcs	74165	4046153024162	02207952	10																																																	
Latexhandschuhe/ Latex gloves	M	beige/ beige	 100 Stk./ pcs	74175	4046153024186	02207998	10																																																	
Latexhandschuhe/ Latex gloves	L	beige/ beige	 100 Stk./ pcs	74185	4046153024209	02208012	10																																																	
Latexhandschuhe/ Latex gloves	XL	beige/ beige	 100 Stk./ pcs	74195	4046153024223	02208035	10																																																	
Qualitätssicherung Quality Management	EN 455-1, -2, -3, -4 EN ISO 374-1, -2, -4, -5 EN 16523-1:2015+A1:2018 DIN EN ISO 21420:2020 AQL 1.5 EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 <i>EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745</i> Medizinproduktklasse I <i>Medical Device Class I</i> Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III <i>Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III.</i>																																																							
Material Material	Latex <i>Latex</i>																																																							
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre <i>5 Years</i>																																																							



Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – sensitiv PF

Physikalische Eigenschaften Physical Parameters

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm		
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger
XS	≥ 240	≤ 80	N/A	0,10 ± 0,02	0,11 ± 0,02
S	≥ 240	80 ± 10	N/A	0,10 ± 0,02	0,11 ± 0,02
M	≥ 240	95 ± 10	N/A	0,10 ± 0,02	0,11 ± 0,02
L	≥ 240	110 ± 10	N/A	0,10 ± 0,02	0,11 ± 0,02
XL	≥ 240	≥ 110	N/A	0,10 ± 0,02	0,11 ± 0,02

Vor Alterung/Before Ageing		Nach Alterung/After Ageing	
Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
≥ 6 N	≥ 650%	≥ 6 N	≥ 500%

Proteingehalt Protein Content

Messmethode max. 50 µg/g / Lowry modifiziert (EN 455-3)
Measurement method max. 50 µg/g / Lowry modified (EN 455-3)

Latexallergierisiko Latex Allergy Risk

Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions as well as anaphylactic reactions.

Symbole Symbols

