

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – plast

Produktbeschreibung Product Description	Hautfarbenes Heft- und Fixierpflaster auf der Rolle. Längs und quer reißbar. Aus Taftgewebe mit Zinkoxid-Kleber. <i>Skin-coloured, adhesive plaster on a roll. Tearable lengthwise and crosswise. Made of taffeta fabric and zinc oxide adhesive.</i>																																
Anwendung Application	Zur komfortablen Befestigung von Binden, Kathetern, Kanülen, Ernährungs- und Luftröhrenschläuchen, Drainagen, Sonden und Wundverbänden. <i>For convenient fixing of bandages, catheters, cannulas, food and trachea tubes, drainages, probes and wound dressings.</i>																																
Ausführungen Variants	<table><tr><th>Artikelbeschreibung/ Article Description</th><th>Größe/ Size</th><th>Farbe/ Colour</th><th>Inhalt/ Content</th><th>Artikelnummer/ Article Number</th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE/ SU</th></tr><tr><td>Heftpflaster/ Adhesive plaster</td><td>2,50 cm × 9,1 m</td><td>hautfarben/ skin-colored</td><td>12 Stk./ pcs.</td><td>77150</td><td>4046153027842</td><td>04002556</td><td>24</td></tr><tr><td>Heftpflaster/ Adhesive plaster</td><td>5,00 cm × 9,1 m</td><td>hautfarben/ skin-colored</td><td>6 Stk./ pcs.</td><td>77155</td><td>4046153027866</td><td>04002562</td><td>24</td></tr></table>									Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU	Heftpflaster/ Adhesive plaster	2,50 cm × 9,1 m	hautfarben/ skin-colored	12 Stk./ pcs.	77150	4046153027842	04002556	24	Heftpflaster/ Adhesive plaster	5,00 cm × 9,1 m	hautfarben/ skin-colored	6 Stk./ pcs.	77155	4046153027866	04002562	24
Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU																										
Heftpflaster/ Adhesive plaster	2,50 cm × 9,1 m	hautfarben/ skin-colored	12 Stk./ pcs.	77150	4046153027842	04002556	24																										
Heftpflaster/ Adhesive plaster	5,00 cm × 9,1 m	hautfarben/ skin-colored	6 Stk./ pcs.	77155	4046153027866	04002562	24																										
Qualitätssicherung Quality Management	EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 <i>EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745</i> Medizinproduktklasse I <i>Medical Device Class I</i>																																
Material Material	Trägermaterial: Taftgewebe <i>Backing material: Taffetta fabric</i> Kleber: Zinkoxid, Kautschuk (Latex), Harze <i>Adhesive: Zinc oxide, Latex, Rosin</i>																																
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre <i>5 Years</i>																																
Symbole Symbols	 																																