

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – touch PF

Produktbeschreibung Product Description	Einmalhandschuhe aus Latex, beige, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar. Single-use gloves made of latex, beige, with textured fingertips, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.																																																												
Anwendung Application	Geeignet für den Einsatz im Hotel, Gastronomie, Catering, Industrie/Handwerk, der häuslichen Krankenpflege im Rahmen des monatlichen Maximalbetrags von 42 Euro. Suitable for use in hotels, restaurants, catering, industry/trade, and home nursing care within the maximum monthly amount of 42 euros.																																																												
Ausführungen Variants	<table><tr><th>Artikelbeschreibung/ Article Description</th><th>Größe/ Size</th><th>Farbe/ Colour</th><th>Inhalt/ Content</th><th>Artikelnummer/ Article Number</th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE/ SU</th></tr><tr><td>Latexhandschuhe/ Latex gloves</td><td>XS</td><td>beige/ beige</td><td>100 Stk./ pcs</td><td>74246</td><td>4046153084784</td><td>11302626</td><td>10</td></tr><tr><td>Latexhandschuhe/ Latex gloves</td><td>S</td><td>beige/ beige</td><td>100 Stk./ pcs</td><td>74247</td><td>4046153084807</td><td>11302632</td><td>10</td></tr><tr><td>Latexhandschuhe/ Latex gloves</td><td>M</td><td>beige/ beige</td><td>100 Stk./ pcs</td><td>74248</td><td>4046153084821</td><td>11302649</td><td>10</td></tr><tr><td>Latexhandschuhe/ Latex gloves</td><td>L</td><td>beige/ beige</td><td>100 Stk./ pcs</td><td>74249</td><td>4046153084845</td><td>11302655</td><td>10</td></tr><tr><td>Latexhandschuhe/ Latex gloves</td><td>XL</td><td>beige/ beige</td><td>100 Stk./ pcs</td><td>74250</td><td>4046153084869</td><td>11302661</td><td>10</td></tr></table>										Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU	Latexhandschuhe/ Latex gloves	XS	beige/ beige	100 Stk./ pcs	74246	4046153084784	11302626	10	Latexhandschuhe/ Latex gloves	S	beige/ beige	100 Stk./ pcs	74247	4046153084807	11302632	10	Latexhandschuhe/ Latex gloves	M	beige/ beige	100 Stk./ pcs	74248	4046153084821	11302649	10	Latexhandschuhe/ Latex gloves	L	beige/ beige	100 Stk./ pcs	74249	4046153084845	11302655	10	Latexhandschuhe/ Latex gloves	XL	beige/ beige	100 Stk./ pcs	74250	4046153084869	11302661	10			
Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU																																																						
Latexhandschuhe/ Latex gloves	XS	beige/ beige	100 Stk./ pcs	74246	4046153084784	11302626	10																																																						
Latexhandschuhe/ Latex gloves	S	beige/ beige	100 Stk./ pcs	74247	4046153084807	11302632	10																																																						
Latexhandschuhe/ Latex gloves	M	beige/ beige	100 Stk./ pcs	74248	4046153084821	11302649	10																																																						
Latexhandschuhe/ Latex gloves	L	beige/ beige	100 Stk./ pcs	74249	4046153084845	11302655	10																																																						
Latexhandschuhe/ Latex gloves	XL	beige/ beige	100 Stk./ pcs	74250	4046153084869	11302661	10																																																						
Qualitätssicherung Quality Management	DIN EN ISO 21420:2020 AQL 1.5 Produktsicherheitsverordnung General Product Safety Regulation – GPSR																																																												
Material Material	Latex Latex																																																												
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre 5 Years																																																												
Physikalische Eigenschaften Physical Parameters	<table><tr><th rowspan="2">Größe/ Size</th><th rowspan="2">Länge/ Length in mm</th><th rowspan="2">Breite/ Width in mm</th><th colspan="3">Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm</th></tr><tr><th>Schaft/Cuff</th><th>Hand/Palm</th><th>Finger/Finger</th></tr><tr><td>XS</td><td>≥ 240</td><td>≤ 80</td><td>N/A</td><td>≥ 0,08</td><td>≥ 0,08</td></tr><tr><td>S</td><td>≥ 240</td><td>80 ± 10</td><td>N/A</td><td>≥ 0,08</td><td>≥ 0,08</td></tr><tr><td>M</td><td>≥ 240</td><td>95 ± 10</td><td>N/A</td><td>≥ 0,08</td><td>≥ 0,08</td></tr><tr><td>L</td><td>≥ 240</td><td>110 ± 10</td><td>N/A</td><td>≥ 0,08</td><td>≥ 0,08</td></tr><tr><td>XL</td><td>≥ 240</td><td>≥ 110</td><td>N/A</td><td>≥ 0,08</td><td>≥ 0,08</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">Vor Alterung/Before Ageing</th><th colspan="2">Nach Alterung/After Ageing</th></tr><tr><td>Reißfestigkeit/ Tensile strength</td><td>Dehnbarkeit/ Elasticity</td><td>Reißfestigkeit/ Tensile strength</td><td>Dehnbarkeit/ Elasticity</td></tr><tr><td>≥ 6 N</td><td>≥ 650%</td><td>≥ 6 N</td><td>≥ 500%</td></tr></table>										Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger	XS	≥ 240	≤ 80	N/A	≥ 0,08	≥ 0,08	S	≥ 240	80 ± 10	N/A	≥ 0,08	≥ 0,08	M	≥ 240	95 ± 10	N/A	≥ 0,08	≥ 0,08	L	≥ 240	110 ± 10	N/A	≥ 0,08	≥ 0,08	XL	≥ 240	≥ 110	N/A	≥ 0,08	≥ 0,08	Vor Alterung/Before Ageing		Nach Alterung/After Ageing		Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	≥ 6 N	≥ 650%	≥ 6 N	≥ 500%
Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm																																																										
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger																																																								
XS	≥ 240	≤ 80	N/A	≥ 0,08	≥ 0,08																																																								
S	≥ 240	80 ± 10	N/A	≥ 0,08	≥ 0,08																																																								
M	≥ 240	95 ± 10	N/A	≥ 0,08	≥ 0,08																																																								
L	≥ 240	110 ± 10	N/A	≥ 0,08	≥ 0,08																																																								
XL	≥ 240	≥ 110	N/A	≥ 0,08	≥ 0,08																																																								
Vor Alterung/Before Ageing		Nach Alterung/After Ageing																																																											
Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity																																																										
≥ 6 N	≥ 650%	≥ 6 N	≥ 500%																																																										

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – touch PF

Proteingehalt Protein Content

Messmethode max. 50 µg/g / Lowry modifiziert (EN 455-3)
Measurement method max. 50 µg/g / Lowry modified (EN 455-3)

Latexallergierisiko Latex Allergy Risk

Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.

This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions as well as anaphylactic reactions.

Symbole Symbols

