

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Krankenunterlage extra

Produktbeschreibung Product Description

Krankenunterlagen mit saugstarker Flockenfüllung, um Flüssigkeiten aufzunehmen, rautenförmig geprägte Vliesauflage mit Nässeschutz durch geprägte Polyethylen-Folie, 4-seitig geschlossen und flüssigkeitsundurchlässig mit geruchsbindenden Wirkstoffen. Mit flüssigkeitsundurchlässiger, rutschfester Außenfolie.

Patients underpads with highly absorbent fluff filling in order to absorb liquids, with non-woven padding embossed with lozenge shape and moisture barrier due to polyethylene-foil, closed on all 4 sides and liquid impermeable with flavour absorbing substances. With liquid impermeable, non-slip external foil.

Anwendung Application

Zur Abdeckung und Schonung von Matratzen, Liegen und Tragen bei bettlägerigen Patienten.
For covering and safe protection of mattress, couch and stretcher of bedridden patients

Auszeichnungen Awards



Ausführungen Variants

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Absorption/ Absorption	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Art.- Nr./ Art.- No	GTIN	PZN	VE/ SU
Unterlage mit Flockenfüllung 80 g/ underpad with fluff filling 80 g	60 × 90 cm	ca. 1300 ml	grün/ green	25 Stk./ pcs.	176412	4046153121946	11543838	2

Qualitätssicherung Quality Management

EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745
EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745
Medizinproduktklasse I
Medical Device Class I

Material Material

Zellstoff, Vliesstoff, Polyethylen-Folie
Cellulose, Non-woven fabric, Polyethylene-foil

Verwendbarkeit Shelf Life

5 Jahre
5 Years

Hilfsmittelnummer

19.40.05.5117

Symbole Symbols

