

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – ST-Set Nr. 55104

Produktbeschreibung Product Description

Ist ein steril verpacktes Einweg-Set, für die alltägliche Anwendung in der Wundversorgung. Es beinhaltet alle notwendigen Komponenten für eine hygienische und effektive Versorgung von Wunden. Die Blisterverpackung kann gleichzeitig als Ablageschale verwendet werden.

Is a sterile-packed disposable set for everyday use in wound care. It contains all the necessary components for the hygienic and effective treatment of wounds. The blister pack can also be used as a storage tray.

Anwendung Application

Zur äußeren Wundversorgung im Ambulanz-, Stations- und Erste-Hilfe-Bereich.

For external wound dressing in the ambulance-, ward- and First Aid area.

Ausführungen Variants

Artikelbeschreibung/ Article Description	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU
ST-Set Nr. 55104	1 Set	155104	4046153032204	05390885	100

Inhalt Content

5x Mulltupfer 20x20 cm / gauze balls 20x20 cm

1x Schutzlaken 45x45 cm, 2-lagig / protective sheet, 45x45 cm, 2-ply

1x Pinzette / forceps

Qualitätssicherung Quality Management

EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745

EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745

Medizinproduktklasse Is

Medical Device Class Is

Verwendbarkeit Shelf Life

5 Jahre

5 Years

Sterilisationsmethode Sterilisation Method

Ethylenoxid (EO)

Ethyleneoxide (EO)

Symbole Symbols

CE 0482



MaiMed® GmbH

Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen – Germany

www.MaiMed.de
info@mamed.de

Tel. +49 5195 / 9707 - 0
Fax +49 5195 / 9707 - 100