

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



Mainasal® – flex, Nasenverband

Produktbeschreibung Product Description	Nasenverband mit weichen und zylindrischen Tamponaden und flexiblen Ohrschlaufen. <i>Nasal dressing with soft, cylindrical tampons and flexible ear loops.</i>																				
Anwendung Application	Zur äußeren Wundversorgung sowie zur postoperativen Blut- und Wundsekret Aufnahme. <i>For external wound dressing, as well as for the post-operative absorption of blood and secretion.</i>																				
Ausführungen Variants	<table><tr><th>Artikelbeschreibung/ Article Description</th><th>Größe/ Size</th><th>Inhalt/ Content</th><th>Artikelnummer/ Article Number</th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE/ SU</th></tr><tr><td>Größe 1 / size 1</td><td>8 cm, Ø 3 cm</td><td>20 Stk./ pcs.</td><td>75115</td><td>4046153030828</td><td>04387496</td><td>100</td></tr></table>							Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU	Größe 1 / size 1	8 cm, Ø 3 cm	20 Stk./ pcs.	75115	4046153030828	04387496	100
Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU															
Größe 1 / size 1	8 cm, Ø 3 cm	20 Stk./ pcs.	75115	4046153030828	04387496	100															
Qualitätssicherung Quality Management	EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 <i>EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745</i> Medizinproduktklasse I <i>Medical Device Class I</i>																				
Material Material	Bänder: 100 % Polyamid <i>Ties: 100 % polyamide</i> Kern: 25 % Baumwolle, 25% Zellwolle; 50% Vlies, Länge: ca. 8 cm, Durchmesser: ca. 3 cm <i>Core: 25% cotton, 25% rayon staple, 50% non-woven fabric, length: approx. 8 cm, diameter: approx. 3 cm</i> Chlorfrei gebleicht <i>bleached chlorine-free</i>																				
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre <i>5 Years</i>																				
Symbole Symbols	  																				