

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Nitril BIO

Produktbeschreibung Product Description	Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, grün, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Rechts und links tragbar. Biologisch abbaubar. <i>Single-use examination gloves made of nitrile, green, with textured fingertips, non-sterile, powder-free. Can be worn on either hand. Biodegradable.</i>																																																						
Anwendung Application	Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, medizinischen Einrichtungen, Garten- und Landschaftsbau und der Agrarwirtschaft. <i>Suitable for use in the food industry, healthcare facilities, gardening and landscaping, and the agricultural sector.</i>																																																						
Ausführungen Variants	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelbeschreibung/ Article Description</th><th>Größe/ Size</th><th>Farbe/ Colour</th><th>Inhalt/ Content</th><th>Artikelnummer/ Article Number</th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE/ SU</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td><td>XS</td><td>grün/ grün</td><td>100 Stk./ pcs</td><td>74476</td><td>4046153088409</td><td>18445990</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td><td>S</td><td>grün/ grün</td><td>100 Stk./ pcs</td><td>74477</td><td>4046153088423</td><td>18446009</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td><td>M</td><td>grün/ grün</td><td>100 Stk./ pcs</td><td>74478</td><td>4046153088447</td><td>18446015</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td><td>L</td><td>grün/ grün</td><td>100 Stk./ pcs</td><td>74479</td><td>4046153088461</td><td>18446021</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td><td>XL</td><td>grün/ grün</td><td>100 Stk./ pcs</td><td>74480</td><td>4046153088485</td><td>18446038</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>							Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XS	grün/ grün	100 Stk./ pcs	74476	4046153088409	18445990	10	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	S	grün/ grün	100 Stk./ pcs	74477	4046153088423	18446009	10	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	M	grün/ grün	100 Stk./ pcs	74478	4046153088447	18446015	10	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	L	grün/ grün	100 Stk./ pcs	74479	4046153088461	18446021	10	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XL	grün/ grün	100 Stk./ pcs	74480	4046153088485	18446038	10
Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU																																																
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XS	grün/ grün	100 Stk./ pcs	74476	4046153088409	18445990	10																																																
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	S	grün/ grün	100 Stk./ pcs	74477	4046153088423	18446009	10																																																
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	M	grün/ grün	100 Stk./ pcs	74478	4046153088447	18446015	10																																																
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	L	grün/ grün	100 Stk./ pcs	74479	4046153088461	18446021	10																																																
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XL	grün/ grün	100 Stk./ pcs	74480	4046153088485	18446038	10																																																
Qualitätssicherung Quality Management	EN 455-1, -2, -3, -4 EN ISO 374-1, -2, -4, -5 EN 16523-1:2015+A1:2018 DIN EN ISO 21420:2020 AQL 1.5 EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 <i>EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745</i> Medizinproduktklasse I <i>Medical Device Class I</i> Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III <i>Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III</i> Der Handschuh ist frei von Thiuramstoffen, Mercaptobenzothiazolen und Zink-2 Mercaptobenzothiazolen. <i>The glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and Zinc-2 Mercaptobenzothiazole.</i> Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC). <i>The accelerators used for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC).</i>																																																						
Material Material	Nitril <i>Nitrile</i>																																																						
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre <i>5 Years</i>																																																						

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Nitril BIO

Physikalische Eigenschaften Physical Parameters

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm		
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger
XS	≥ 240	≤ 80	N/A	0,07 ± 0,02	0,10 ± 0,02
S	≥ 240	80 ± 10	N/A	0,07 ± 0,02	0,10 ± 0,02
M	≥ 240	95 ± 10	N/A	0,07 ± 0,02	0,10 ± 0,02
L	≥ 240	110 ± 10	N/A	0,07 ± 0,02	0,10 ± 0,02
XL	≥ 240	≥ 110	N/A	0,07 ± 0,02	0,10 ± 0,02

Vor Alterung/Before Ageing		Nach Alterung/After Ageing	
Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
≥ 6 N	≥ 500%	≥ 6 N	≥ 400%

Symbole Symbols

