

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – nitril blue PF

Produktbeschreibung Product Description	Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, blau, mit volltexturierter Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar. Single-use examination gloves made of nitrile, blue, with a fully textured surface, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.																																																							
Anwendung Application	Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, Gebäudereinigung, medizinischen Einrichtungen, Handwerk und Laboren. Suitable for use in the food industry, building cleaning, medical facilities, trade, and laboratories.																																																							
Ausführungen Variants	<table><tr><th>Artikelbeschreibung/ Article Description</th><th>Größe/ Size</th><th>Farbe/ Colour</th><th>Inhalt/ Content</th><th>Artikelnummer/ Article Number</th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE/ SU</th></tr><tr><td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td><td>XS</td><td>blau/ blue</td><td>100 Stk./ pcs.</td><td>74205</td><td>4046153024247</td><td>05013800</td><td>10</td></tr><tr><td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td><td>S</td><td>blau/ blue</td><td>100 Stk./ pcs.</td><td>74210</td><td>4046153024285</td><td>02074379</td><td>10</td></tr><tr><td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td><td>M</td><td>blau/ blue</td><td>100 Stk./ pcs.</td><td>74220</td><td>4046153024322</td><td>02074416</td><td>10</td></tr><tr><td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td><td>L</td><td>blau/ blue</td><td>100 Stk./ pcs.</td><td>74230</td><td>4046153024360</td><td>02074422</td><td>10</td></tr><tr><td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td><td>XL</td><td>blau/ blue</td><td>100 Stk./ pcs.</td><td>74235</td><td>4046153024407</td><td>02208325</td><td>10</td></tr></table>								Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XS	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	74205	4046153024247	05013800	10	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	S	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	74210	4046153024285	02074379	10	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	M	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	74220	4046153024322	02074416	10	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	L	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	74230	4046153024360	02074422	10	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XL	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	74235	4046153024407	02208325	10
Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU																																																	
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XS	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	74205	4046153024247	05013800	10																																																	
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	S	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	74210	4046153024285	02074379	10																																																	
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	M	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	74220	4046153024322	02074416	10																																																	
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	L	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	74230	4046153024360	02074422	10																																																	
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XL	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	74235	4046153024407	02208325	10																																																	
Qualitätssicherung Quality Management	EN 455-1, -2, -3, -4 EN ISO 374-1, -2, -4, -5 EN 16523-1:2015+A1:2018 DIN EN ISO 21420:2020 AQL 1.5 EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745 Medizinproduktklasse I Medical Device Class I Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III Der Handschuh ist frei von Thiuramstoffen, Mercaptobenzothiazolen und Zink-2 Mercaptobenzothiazolen. The glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and Zinc-2 Mercaptobenzothiazole. Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC). The accelerators used for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC).																																																							
Material Material	Nitril Nitrile																																																							
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre 5 Years																																																							

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – nitril blue PF

Physikalische Eigenschaften Physical Parameters

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm		
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger
XS	≥ 240	≤ 80	0,07± 0,02	0,10 ± 0,02	0,12 ± 0,02
S	≥ 240	80 ± 10	0,07± 0,02	0,10 ± 0,02	0,12 ± 0,02
M	≥ 240	95 ± 10	0,07± 0,02	0,10 ± 0,02	0,12 ± 0,02
L	≥ 240	110 ± 10	0,07± 0,02	0,10 ± 0,02	0,12 ± 0,02
XL	≥ 240	≥ 110	0,07± 0,02	0,10 ± 0,02	0,12 ± 0,02

Vor Alterung/Before Ageing		Nach Alterung/After Ageing	
Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
≥ 6 N	≥ 500%	≥ 6 N	≥ 400%

Symbole Symbols

