

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Coat V

Produktbeschreibung Product Description

Der MaiMed® Coat V ist ein hochwertiger Besucherkittel aus Polypropylen-Vliesstoff, der für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen entwickelt wurde. Dieser Kittel bietet zuverlässigen Schutz vor leichten Flüssigkeitsspritzern und Partikeln. Er zeichnet sich durch sein leichtes, atmungsaktives Material aus, das für ein angenehmes Tragegefühl sorgt.

MaiMed® Coat V is a high-quality visitor gown made of non-woven polypropylene, for use in hygiene-sensitive environments. This gown offers reliable protection against light liquid splashes and particles. It is characterised by its lightweight, breathable material, which ensures a comfortable wearing experience.

Anwendung Application

Der Besucherkittel wird über der regulären Kleidung getragen und bietet zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen und leichten Spritzern. Der Kittel ist dank der frontalen Druckknopfleiste sehr einfach anzuziehen. Er ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und kann nach Gebrauch einfach und hygienisch entsorgt werden. Er eignet sich perfekt für den Einsatz in Bereichen, in denen Hygiene und Schutz entscheidend sind, wie in Krankenhäusern, Laboren, Pflegeeinrichtungen und in der Lebensmittelverarbeitung. Darüber hinaus ist er auch ideal geeignet für Besucher in der Produktion/Fertigung, Lebensmittelindustrie sowie im Labor und Krankenhaus.

The visitor coat is worn over regular clothing to provide additional protection against contamination and light splashes. Thanks to the front press-stud fastening, it is easy to put on and remove. Designed for single use, it can be easily and hygienically disposed of after use.

Ausführungen Variants

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU
Besucherkittel/ Visitor coat	S	weiß/ white	1 Stk./ pcs.	77541	4046153142224	20349704	50
Besucherkittel/ Visitor coat	M	weiß/ white	1 Stk./ pcs.	77542	4046153142248	20349733	50
Besucherkittel/ Visitor coat	L	weiß/ white	1 Stk./ pcs.	77543	4046153142262	20349727	50
Besucherkittel/ Visitor coat	XL	weiß/ white	1 Stk./ pcs.	77544	4046153142286	20349710	50
Besucherkittel/ Visitor coat	XXL	weiß/ white	1 Stk./ pcs.	77545	4046153142309	20349696	50

Qualitätssicherung Quality Management

EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745
EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745

Medizinproduktklasse I
Medical Device Class I

Material Material

Polypropylen-Vliesstoff
Non-woven polypropylene

Verwendbarkeit Shelf Life

5 Jahre
5 Years

Symbole Symbols

