

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Nitril Black basic

Produktbeschreibung Product Description	Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, schwarz, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Rechts und links tragbar. <i>Single-use examination gloves made of nitrile, black, with textured fingertips, non-sterile, powder-free. Can be worn on either hand.</i>																																															
Anwendung Application	Geeignet für den Einsatz in Hotel, Gastronomie, Catering, Industrie/Handwerk, Friseur-, Tattoo- und Piercingstudios. <i>Suitable for the use in hotels, gastronomy, catering, industry/handicraft, hair salons, tattoo and piercing studios</i>																																															
Ausführungen Variants	<table><tr><th>Artikelbeschreibung/ Article Description</th><th>Größe/ Size</th><th>Farbe/ Colour</th><th>Inhalt/ Content</th><th>Artikelnummer/ Article Number</th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE/ SU</th></tr><tr><td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td><td>S</td><td>schwarz/ black</td><td>● 100 Stk./ pcs.</td><td>76376</td><td>4046153140503</td><td>19775034</td><td>10</td></tr><tr><td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td><td>M</td><td>schwarz/ black</td><td>● 100 Stk./ pcs.</td><td>76377</td><td>4046153140527</td><td>19774997</td><td>10</td></tr><tr><td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td><td>L</td><td>schwarz/ black</td><td>● 100 Stk./ pcs.</td><td>76378</td><td>4046153140541</td><td>19774974</td><td>10</td></tr><tr><td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td><td>XL</td><td>schwarz/ black</td><td>● 100 Stk./ pcs.</td><td>76379</td><td>4046153140565</td><td>19775057</td><td>10</td></tr></table>								Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	S	schwarz/ black	● 100 Stk./ pcs.	76376	4046153140503	19775034	10	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	M	schwarz/ black	● 100 Stk./ pcs.	76377	4046153140527	19774997	10	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	L	schwarz/ black	● 100 Stk./ pcs.	76378	4046153140541	19774974	10	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XL	schwarz/ black	● 100 Stk./ pcs.	76379	4046153140565	19775057	10
Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU																																									
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	S	schwarz/ black	● 100 Stk./ pcs.	76376	4046153140503	19775034	10																																									
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	M	schwarz/ black	● 100 Stk./ pcs.	76377	4046153140527	19774997	10																																									
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	L	schwarz/ black	● 100 Stk./ pcs.	76378	4046153140541	19774974	10																																									
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XL	schwarz/ black	● 100 Stk./ pcs.	76379	4046153140565	19775057	10																																									
Qualitätssicherung Quality Management	EN 455-1, -2, -3, -4 EN ISO 374-1, -2, -4, -5 EN 16523-1:2015+A1:2018 DIN EN ISO 21420:2020 AQL 1.5 EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 <i>EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745</i> Medizinproduktklasse I <i>Medical Device Class I</i> Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III <i>Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III</i> Der Handschuh ist frei von Thiuramstoffen, Mercaptobenzothiazolen und Zink-2 Mercaptobenzothiazolen. <i>The glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and Zinc-2 Mercaptobenzothiazole.</i> Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC). <i>The accelerators used for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC).</i>																																															
Material Material	Nitril <i>Nitrile</i>																																															
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre <i>5 Years</i>																																															



Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Nitril Black basic

Physikalische Eigenschaften Physical Parameters

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm		
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger
S	≥ 240	80 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
M	≥ 240	95 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
L	≥ 240	110 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
XL	≥ 240	≥ 110	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02

Vor Alterung/Before Ageing		Nach Alterung/After Ageing	
Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
≥ 6 N	≥ 500%	≥ 6 N	≥ 400%

Symbole Symbols

