

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – vinyl

Produktbeschreibung Product Description

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Vinyl, transparent, glatte Oberfläche, unsteril und gepudert. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of vinyl, transparent, smooth surface, non-sterile and powdered. Can be worn on the right or left hand.

Anwendung Application

Geeignet für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Hotel, Handwerk, Friseurstudios.

Suitable for use in medical facilities, hotels, craft businesses, and hair salons.

Ausführungen Variants

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU
Vinylhandschuhe/ Vinyl gloves	XS	transparent/ transparent	100 Stk./ pcs.	74037	4046153023226	02074474	10 
Vinylhandschuhe/ Vinyl gloves	S	transparent/ transparent	100 Stk./ pcs.	74040	4046153023288	00350964	10
Vinylhandschuhe/ Vinyl gloves	M	transparent/ transparent	100 Stk./ pcs.	74050	4046153023325	00350970	10
Vinylhandschuhe/ Vinyl gloves	L	transparent/ transparent	100 Stk./ pcs.	74060	4046153023387	00350987	10
Vinylhandschuhe/ Vinyl gloves	XL	transparent/ transparent	100 Stk./ pcs.	74062	4046153023424	02074480	10

Qualitätssicherung Quality Management

EN 455-1, -2, -3, -4

EN ISO 374-1, -2, -4, -5

EN 16523-1:2015+A1:2018

DIN EN ISO 21420:2020

AQL 1.5

EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745

EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745

Medizinproduktklasse I

Medical Device Class I

Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III

Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III

Material Material

Vinyl

Vinyl

Verwendbarkeit Shelf Life

5 Jahre

5 Years

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – vinyl

Physikalische Eigenschaften Physical Parameters

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm		
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger
XS	≥ 240	≤ 80	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02
S	≥ 240	80 ± 10	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02
M	≥ 240	95 ± 10	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02
L	≥ 240	110 ± 10	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02
XL	≥ 240	≥ 110	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02

Vor Alterung/Before Ageing		Nach Alterung/After Ageing	
Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
≥ 3,6 N	≥ 300%	≥ 3,6 N	≥ 300%

Symbole Symbols

