

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Black LX

Produktbeschreibung Product Description	Einmal-Untersuchungshandschuh aus Latex mit Polymerinnenbeschichtung, schwarz, mit textu- rierten Fingerspitzen, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar. <i>Single-use examination glove made of latex with a polymer inner coating, black, with textured fingertips, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.</i>																																																
Anwendung Application	Geeignet für den Einsatz in Hotel, Gastronomie, Catering, Industrie/Handwerk, Friseur-, Tattoo- und Piercingstudios. <i>Suitable for use in hotels, gastronomy, catering, industry/trades, as well as hairdressing, tattoo, and piercing studios.</i>																																																
Ausführungen Variants	<table><tr><th>Artikelbeschreibung/ Article Description</th><th>Größe/ Size</th><th>Farbe/ Colour</th><th>Inhalt/ Content</th><th>Artikelnummer/ Article Number</th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE/ SU</th></tr><tr><td>Latexhandschuhe/ Latex gloves</td><td>S</td><td>schwarz/ black</td><td>● 100 Stk./ pcs</td><td>74446</td><td>4046153030743</td><td>07796255</td><td>10</td></tr><tr><td>Latexhandschuhe/ Latex gloves</td><td>M</td><td>schwarz/ black</td><td>● 100 Stk./ pcs</td><td>74447</td><td>4046153030767</td><td>07796261</td><td>10</td></tr><tr><td>Latexhandschuhe/ Latex gloves</td><td>L</td><td>schwarz/ black</td><td>● 100 Stk./ pcs</td><td>74448</td><td>4046153030781</td><td>07796278</td><td>10</td></tr><tr><td>Latexhandschuhe/ Latex gloves</td><td>XL</td><td>schwarz/ black</td><td>● 100 Stk./ pcs</td><td>174449</td><td>4046153030804</td><td>07796284</td><td>10</td></tr></table>									Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU	Latexhandschuhe/ Latex gloves	S	schwarz/ black	● 100 Stk./ pcs	74446	4046153030743	07796255	10	Latexhandschuhe/ Latex gloves	M	schwarz/ black	● 100 Stk./ pcs	74447	4046153030767	07796261	10	Latexhandschuhe/ Latex gloves	L	schwarz/ black	● 100 Stk./ pcs	74448	4046153030781	07796278	10	Latexhandschuhe/ Latex gloves	XL	schwarz/ black	● 100 Stk./ pcs	174449	4046153030804	07796284	10
Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU																																										
Latexhandschuhe/ Latex gloves	S	schwarz/ black	● 100 Stk./ pcs	74446	4046153030743	07796255	10																																										
Latexhandschuhe/ Latex gloves	M	schwarz/ black	● 100 Stk./ pcs	74447	4046153030767	07796261	10																																										
Latexhandschuhe/ Latex gloves	L	schwarz/ black	● 100 Stk./ pcs	74448	4046153030781	07796278	10																																										
Latexhandschuhe/ Latex gloves	XL	schwarz/ black	● 100 Stk./ pcs	174449	4046153030804	07796284	10																																										
Qualitätssicherung Quality Management	EN 455-1, -2, -3, -4 EN ISO 374-1, -2, -4, -5 EN 16523-1:2015+A1:2018 DIN EN ISO 21420:2020 AQL 1.5 EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 <i>EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745</i> Medizinproduktklasse I <i>Medical Device Class I</i> Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III <i>Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III.</i>																																																
Material Material	Latex <i>Latex</i>																																																
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre <i>5 Years</i>																																																



Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Black LX

Physikalische Eigenschaften Physical Parameters

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm		
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger
S	≥ 240	80 ± 10	N/A	0,10 ± 0,02	0,12 ± 0,02
M	≥ 240	95 ± 10	N/A	0,10 ± 0,02	0,12 ± 0,02
L	≥ 240	110 ± 10	N/A	0,10 ± 0,02	0,12 ± 0,02
XL	≥ 240	≥ 110	N/A	0,10 ± 0,02	0,12 ± 0,02

Vor Alterung/Before Ageing		Nach Alterung/After Ageing	
Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
≥ 6 N	≥ 650%	≥ 6 N	≥ 500%

Proteingehalt Protein Content

Messmethode max. 50 µg/g / Lowry modifiziert (EN 455-3)
Measurement method max. 50 µg/g / Lowry modified (EN 455-3)

Latexallergierisiko Latex Allergy Risk

Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions as well as anaphylactic reactions.

Symbole Symbols

