

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – FM Comfort Kids

Produktbeschreibung Product Description

Medizinische Gesichtsmaske für Kinder aus 3-lagigem Vliesstoff mit elastischem Band zum Fixieren hinter den Ohren. Mit einstellbarem Nasenbügel für anatomisch korrekten Sitz. Der Mundschutz ist hypoallergen, glasfaser- und latexfrei.

Medical face mask for children made of 3-layer non-woven fabric with elastic band for fixation behind the ears. With adjustable nose bridge for anatomically correct fit. The face mask is hypoallergenic, glass fibre-free and latex-free.

Anwendung Application

Für den Einsatz in der Medizin.

Suitable for use in the medicine.

Ausführungen Variants

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU
Gesichtsmaske/ Face mask	145 mm × 95 mm	blau/ blue	50 Stk./ pcs.	75524	4046153140749	–	20

Qualitätssicherung Quality Management

EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745

EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745

Medizinproduktklasse I

Medical Device Class I

Prüfverfahren der Leistungsklasse Typ II gemäß DIN EN 14683

Type II performance class test method in accordance with DIN EN 14683

Bakterielle Filterleistung (BFE) ≥ 98%

Bacterial filtration efficiency (BFE) ≥ 98%

Differenzdruck < 40 Pa/cm²

Differential pressure < 40 Pa/cm²

Mikrobiologische Reinheit ≤ 30 KBE/g

Microbiological purity ≤ 30 CFU/g

Material Material

Außenseite: Polypropylen; Farbe: Blau

Outer side: Polypropylene; Colour: blue

Filtermedium: Melt-Blown-Vlies, Polypropylen; Farbe: Weiß

Filter medium: melt-blown fleece, polypropylene; colour: white

Innenseite: hautfreundliches Polypropylen; Farbe: Weiß

Inside: skin-friendly polypropylene; colour: white

Ohrschlaufen: Polyester/Elasthan

Ear loops: Polyester/elastane

Nasenbügel: Polypropylen (PP) beschichteter Aluminiumdraht

Nose clip: Polypropylene (PP) coated aluminium wire

Die genannten Materialien sind frei von Nickel, PVC, Glasfasern und Latex.

The above materials are free from nickel, PVC, glass fibres and latex.

Verwendbarkeit Shelf Life

5 Jahre

5 Years

Symbole Symbols

