

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – nitril LG PF

Produktbeschreibung Product Description	Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, blau, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Mit einer Länge von ca. 300 mm. Rechts und links tragbar. <i>Single-use examination gloves made of nitrile, blue, with textured fingertips, non-sterile, powder-free. Approx. 300 mm length. Can be worn on either hand.</i>																																																							
Anwendung Application	Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, Gebäudereinigung, medizinischen Einrichtungen, Handwerk und Laboren. <i>Suitable for use in the food industry, cleaning services, medical facilities, the trades and laboratories.</i>																																																							
Ausführungen Variants	<table><tr><th>Artikelbeschreibung/ Article Description</th><th>Größe/ Size</th><th>Farbe/ Colour</th><th>Inhalt/ Content</th><th>Artikelnummer/ Article Number</th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE/ SU</th></tr><tr><td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td><td>XS</td><td>blau/ blue</td><td>100 Stk./ pcs</td><td>74093</td><td>4046153031603</td><td>–</td><td>10</td></tr><tr><td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td><td>S</td><td>blau/ blue</td><td>100 Stk./ pcs</td><td>74094</td><td>4046153031627</td><td>–</td><td>10</td></tr><tr><td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td><td>M</td><td>blau/ blue</td><td>100 Stk./ pcs</td><td>74095</td><td>4046153031641</td><td>–</td><td>10</td></tr><tr><td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td><td>L</td><td>blau/ blue</td><td>100 Stk./ pcs</td><td>74096</td><td>4046153031665</td><td>–</td><td>10</td></tr><tr><td>Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves</td><td>XL</td><td>blau/ blue</td><td>100 Stk./ pcs</td><td>74097</td><td>4046153031689</td><td>–</td><td>10</td></tr></table>								Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XS	blau/ blue	100 Stk./ pcs	74093	4046153031603	–	10	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	S	blau/ blue	100 Stk./ pcs	74094	4046153031627	–	10	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	M	blau/ blue	100 Stk./ pcs	74095	4046153031641	–	10	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	L	blau/ blue	100 Stk./ pcs	74096	4046153031665	–	10	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XL	blau/ blue	100 Stk./ pcs	74097	4046153031689	–	10
Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU																																																	
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XS	blau/ blue	100 Stk./ pcs	74093	4046153031603	–	10																																																	
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	S	blau/ blue	100 Stk./ pcs	74094	4046153031627	–	10																																																	
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	M	blau/ blue	100 Stk./ pcs	74095	4046153031641	–	10																																																	
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	L	blau/ blue	100 Stk./ pcs	74096	4046153031665	–	10																																																	
Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XL	blau/ blue	100 Stk./ pcs	74097	4046153031689	–	10																																																	
Qualitätssicherung Quality Management	EN 455-1, -2, -3, -4 EN ISO 374-1, -2, -4, -5 EN 16523-1:2015+A1:2018 DIN EN ISO 21420:2020 AQL 1.5 EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 <i>EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745</i> Medizinproduktklasse I <i>Medical Device Class I</i> Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III <i>Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III</i> Der Handschuh ist frei von Thiuramstoffen, Mercaptobenzothiazolen und Zink-2 Mercaptobenzothiazolen. <i>The glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and Zinc-2 Mercaptobenzothiazole.</i> Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC). <i>The accelerators used for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC).</i>																																																							
Material Material	Nitril <i>Nitrile</i>																																																							
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre 5 Years																																																							



Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – nitril LG PF

Physikalische Eigenschaften Physical Parameters

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm		
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger
XS	300 ± 10	≤ 80	N/A	0,10 ± 0,02	0,14 ± 0,02
S	300 ± 10	80 ± 10	N/A	0,10 ± 0,02	0,14 ± 0,02
M	300 ± 10	95 ± 10	N/A	0,10 ± 0,02	0,14 ± 0,02
L	300 ± 10	110 ± 10	N/A	0,10 ± 0,02	0,14 ± 0,02
XL	300 ± 10	≥ 110	N/A	0,10 ± 0,02	0,14 ± 0,02

Vor Alterung/Before Ageing		Nach Alterung/After Ageing	
Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
≥ 6 N	≥ 500%	≥ 6 N	≥ 400%

Symbole Symbols

