

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – vi-touch PF

Produktbeschreibung Product Description	Einmalhandschuhe aus Vinyl, transparent, glatte Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar. Single-use gloves made of vinyl, transparent, smooth surface, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.																																																									
Anwendung Application	Geeignet für den Einsatz im Hotel, Industrie/Handwerk, der häuslichen Krankenpflege im Rahmen des monatlichen Maximalbetrags von 42 Euro. Suitable for use in healthcare, hotels, industry/handicraft, and home nursing care within the maximum monthly amount of 42 euros.																																																									
Ausführungen Variants	<table><tr><th>Artikelbeschreibung/ Article Description</th><th>Größe/ Size</th><th>Farbe/ Colour</th><th>Inhalt/ Content</th><th>Artikelnummer/ Article Number</th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE/ SU</th></tr><tr><td>Vinylhandschuhe/ Vinyl gloves</td><td>XS</td><td>transparent/ transparent</td><td>100 Stk./ pcs.</td><td>74681</td><td>4046153091805</td><td>11302678</td><td>10</td></tr><tr><td>Vinylhandschuhe/ Vinyl gloves</td><td>S</td><td>transparent/ transparent</td><td>100 Stk./ pcs.</td><td>74682</td><td>4046153091829</td><td>11302684</td><td>10</td></tr><tr><td>Vinylhandschuhe/ Vinyl gloves</td><td>M</td><td>transparent/ transparent</td><td>100 Stk./ pcs.</td><td>74683</td><td>4046153091843</td><td>11302690</td><td>10</td></tr><tr><td>Vinylhandschuhe/ Vinyl gloves</td><td>L</td><td>transparent/ transparent</td><td>100 Stk./ pcs.</td><td>74684</td><td>4046153091867</td><td>11302709</td><td>10</td></tr><tr><td>Vinylhandschuhe/ Vinyl gloves</td><td>XL</td><td>transparent/ transparent</td><td>100 Stk./ pcs.</td><td>74685</td><td>4046153091881</td><td>11302715</td><td>10</td></tr></table>							Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU	Vinylhandschuhe/ Vinyl gloves	XS	transparent/ transparent	100 Stk./ pcs.	74681	4046153091805	11302678	10	Vinylhandschuhe/ Vinyl gloves	S	transparent/ transparent	100 Stk./ pcs.	74682	4046153091829	11302684	10	Vinylhandschuhe/ Vinyl gloves	M	transparent/ transparent	100 Stk./ pcs.	74683	4046153091843	11302690	10	Vinylhandschuhe/ Vinyl gloves	L	transparent/ transparent	100 Stk./ pcs.	74684	4046153091867	11302709	10	Vinylhandschuhe/ Vinyl gloves	XL	transparent/ transparent	100 Stk./ pcs.	74685	4046153091881	11302715	10			
Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU																																																			
Vinylhandschuhe/ Vinyl gloves	XS	transparent/ transparent	100 Stk./ pcs.	74681	4046153091805	11302678	10																																																			
Vinylhandschuhe/ Vinyl gloves	S	transparent/ transparent	100 Stk./ pcs.	74682	4046153091829	11302684	10																																																			
Vinylhandschuhe/ Vinyl gloves	M	transparent/ transparent	100 Stk./ pcs.	74683	4046153091843	11302690	10																																																			
Vinylhandschuhe/ Vinyl gloves	L	transparent/ transparent	100 Stk./ pcs.	74684	4046153091867	11302709	10																																																			
Vinylhandschuhe/ Vinyl gloves	XL	transparent/ transparent	100 Stk./ pcs.	74685	4046153091881	11302715	10																																																			
Qualitätssicherung Quality Management	AQL 1.5 Produktsicherheitsverordnung General Product Safety Regulation – GPSR																																																									
Material Material	Vinyl Vinyl																																																									
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre 5 Years																																																									
Physikalische Eigenschaften Physical Parameters	<table><tr><th rowspan="2">Größe/ Size</th><th rowspan="2">Länge/ Length in mm</th><th rowspan="2">Breite/ Width in mm</th><th colspan="3">Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm</th></tr><tr><th>Schaft/Cuff</th><th>Hand/Palm</th><th>Finger/Finger</th></tr><tr><td>XS</td><td>≥ 240</td><td>≤ 80</td><td>0,07 ± 0,02</td><td>0,08 ± 0,02</td><td>0,09 ± 0,02</td></tr><tr><td>S</td><td>≥ 240</td><td>80 ± 10</td><td>0,07 ± 0,02</td><td>0,08 ± 0,02</td><td>0,09 ± 0,02</td></tr><tr><td>M</td><td>≥ 240</td><td>95 ± 10</td><td>0,07 ± 0,02</td><td>0,08 ± 0,02</td><td>0,09 ± 0,02</td></tr><tr><td>L</td><td>≥ 240</td><td>110 ± 10</td><td>0,07 ± 0,02</td><td>0,08 ± 0,02</td><td>0,09 ± 0,02</td></tr><tr><td>XL</td><td>≥ 240</td><td>≥ 110</td><td>0,07 ± 0,02</td><td>0,08 ± 0,02</td><td>0,09 ± 0,02</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">Vor Alterung/Before Ageing</th><th colspan="2">Nach Alterung/After Ageing</th></tr><tr><th>Reißfestigkeit/ Tensile strength</th><th>Dehnbarkeit/ Elasticity</th><th>Reißfestigkeit/ Tensile strength</th><th>Dehnbarkeit/ Elasticity</th></tr><tr><td>≥ 3,6 N</td><td>≥ 300%</td><td>≥ 3,6 N</td><td>≥ 300%</td></tr></table>							Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger	XS	≥ 240	≤ 80	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02	S	≥ 240	80 ± 10	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02	M	≥ 240	95 ± 10	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02	L	≥ 240	110 ± 10	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02	XL	≥ 240	≥ 110	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02	Vor Alterung/Before Ageing		Nach Alterung/After Ageing		Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	≥ 3,6 N	≥ 300%	≥ 3,6 N	≥ 300%
Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm																																																							
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger																																																					
XS	≥ 240	≤ 80	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02																																																					
S	≥ 240	80 ± 10	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02																																																					
M	≥ 240	95 ± 10	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02																																																					
L	≥ 240	110 ± 10	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02																																																					
XL	≥ 240	≥ 110	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02																																																					
Vor Alterung/Before Ageing		Nach Alterung/After Ageing																																																								
Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity																																																							
≥ 3,6 N	≥ 300%	≥ 3,6 N	≥ 300%																																																							

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – vi-touch PF

Symbole
Symbols

AQL
1.5

