

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – MKS unsteril, Mullschlitzkompressen

Produktbeschreibung Product Description

Gebrauchsfertige Mull-Schlitzkompressen mit Y-Schlitz und eingeschlagenen Schnittkanten aus Verbandmull, unsteril, 17-fädig, nach DIN EN 14079, 100% Baumwolle. Sterilisierbar -A 121°C.
Ready for use gauze swabs with tucked cut edges Y-slit, made of absorbent gauze, non sterile, 17-thread, according to DIN EN 14079, 100% cotton. Sterilizable at 121°C.

Anwendung Application

Zur äußeren Wundversorgung, zum Abdecken von Drainagen und Kanülen.
For external wound dressing, for covering drains and cannulas.

Ausführungen Variants

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU
8-fach/ 8-ply	5 cm × 5 cm	100 Stk./ pcs.	21910	4046153003068	00647954	10
8-fach/ 8-ply	7,5 cm × 7,5 cm	100 Stk./ pcs.	21950	4046153003129	00647977	10
12-fach/ 12-ply	5 cm × 5 cm	100 Stk./ pcs.	21920	4046153003082	00120141	10
12-fach/ 12-ply	7,5 cm × 7,5 cm	100 Stk./ pcs.	21960	4046153003143	00120158	10
12-fach/ 12-ply	10 cm × 10 cm	100 Stk./ pcs.	21990	4046153003181	00120164	10

Qualitätssicherung Quality Management

EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745
EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745
Medizinproduktklasse I
Medical Device Class I

Material Material

100 % Baumwolle
100 % cotton
Verbandmull 17-fädig (23 g/m²)
Gauze 17-thread (23 g/m²)

Verwendbarkeit Shelf Life

5 Jahre
5 Years

Symbole Symbols

